



INSTRAMED

68bis Rue Feuillat
69003 Lyon

Tél: 0 981 955 530 / Fax: 0 981 704 560 / Port: 06 13 97 08 59
info@instramed.fr / www.instramed.fr

Le classique de laboratoire

Caractéristiques

- **Dimensions compactes** avantageuses pour gagner de la place
- **Détermination de pourcentage:** permet la pesée avec une valeur prédéterminée (100 %) et le relevé des écarts par rapport à cette valeur nominale
- **Chambre de protection ronde** en série, uniquement pour les modèles avec plateau de dimensions espace de pesée ØxH 90x40 mm

- LxP 130x130 mm*
- LxP 150x170 mm*, grande illustration
- Fonctionnement avec piles possible, 9 V Bloc, non inclus. Fonction AUTO-OFF pour économiser le pile
- Dimensions totales (sans chambre de protection) LxPxH 165x230x80 mm
- Poids net env. 1 kg
- Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Accessoires

- **Housse de protection** sur le clavier et le boîtier, en série, commande ultérieure possible pour les modèles avec plateau de dimensions KERN 440-210-002 KERN 440-330-002 KERN 440-450-002 KERN 440-530-002

- **Fonctionnement avec accu interne**, durée de service jusqu'à 20 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h, KERN FCB-A01
- **Double affichage**, KERN YKD-A01
- **Données d'en-tête personnalisées:** au moyen du logiciel gratuit KERN SHM-01 les imprimantes KERN 911-013 et YKB-01N permettent de définir 4 lignes d'en-tête pour l'impression
- **Crochet pour pesage de charges suspendues** sous la balance, en série, commande ultérieure possible, KERN 440-A01
- **Adaptateur RS-232/Ethernet** pour connexion de balances à un réseau Ethernet par l'interface RS-232, pour détails voir page 139, KERN YKI-01
- **Imprimantes adaptées** voir page 138

Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 15 mm
- Dimensions plateau (inox*) Ø 81 mm Ø 105 mm*

EN SÉRIE



seulement avec imprimante

OPTION



Modèle	Portée [Max] g	Lecture [d] g	Repro- ducti- bilité g	Linéarité g	Poids min. par pièce [Comptage] g/pièce	Plateau 	Option Cert. d'étalonnage DKD	
440-2 1A	60	0,001	0,001	± 0,003	0,002		963-127	
440-33N	200	0,01	0,01	± 0,02	0,02		963-127	
440-35N	400	0,01	0,01	± 0,03	0,02		963-127	
440-35A	600	0,01	0,01	± 0,03	0,02		963-127	
440-43N	400	0,1	0,1	± 0,2	0,2		963-127	
440-45N	1000	0,1	0,1	± 0,2	0,2		963-127	
440-47N	2000	0,1	0,1	± 0,2	0,2		963-127	
440-49N	4000	0,1	0,1	± 0,3	0,2		963-127	
440-49A	6000	0,1	0,1	± 0,3	0,2		963-128	
440-5 1N	4000	1	1	± 2	2		963-127	
440-53N	6000	1	1	± 2	2		963-128	