



Le best-seller des balances d'analyse, avec un système de pesage de qualité supérieure Single-Cell, également avec approbation d'homologation [M]



- 6** Technologie de pointe Single-Cell :
- **Construction du capteur d'un seul tenant**
 - **Comportement stable à la température**
 - **Temps de stabilisation court** : Valeurs de pesée stables entre env. 3 s en conditions de laboratoire
 - **Robustesse mécanique élevée**
 - **Assurance élevée pour charge d'angle**

Accessoires

- **Housse d'utilisation transparente** en série. Commande ultérieure possible, lot de 5, ACS-A02S05
- **Interface de données RS-232** câble d'interface en série, KERN ACS-A01
- **Jeu de détermination de la densité** des matières liquides et solides avec une densité $\leq \pm 1$, pour détails voir page 183, YDB-03
- **Ionisateur** pour la neutralisation des charges électrostatiques, voir page 183, YBI-01
- **Table de pesage** pour absorber les secousses et les oscillations qui pourraient fausser les résultats de mesure, voir page 183, YPS-03
- **Imprimantes adaptées** à partir de page 177

- **Sortie de données automatique** vers PC/ imprimante après chaque arrêt de la balance
- **Numéro d'identification** à 4 chiffres, programmable, imprimé dans le protocole d'ajustage
- ABJ-NM dispose du certificat OIML

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 14 mm
- Dimensions plateau, inox, Ø 91 mm
- Dimensions totales LxPxH 210x340x325 mm
- Espace de pesée LxPxH 174x162x227 mm
- Température ambiante tolérée 10 °C / 30 °C
- Poids net env. 6 kg

- **uniquement ABJ-NM : Programme d'ajustage interne** en cas de variations de température > 2 °C et de façon temporisée toutes les 4 h
- **uniquement ABS-N : Programme d'ajustage externe CAL**, poids de contrôle contre prix supplémentaire, voir page 188 ff.
- **Aide au dosage** : Mode de grande stabilité et autres paramètres de filtrage au choix
- **Création/documentation de formules simplifiée** avec fonction tare/impression combinée. Les composants des formules sont numérotés et imprimés automatiquement avec numéro/poids

EN SÉRIE



Modèle	Portée [Max] g	Lecture [d] mg	Échelon d'homolog. [e] mg	Charge min. [Min] mg	Reproductibilité mg	Linéarité mg	Options	
							Homologation	Cert. d'étalonn. DAKKS
ABS 80-4N	82	0,1	-	-	0,2	± 0,3	M1	DKD
ABS 120-4N	120	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-	963-101
ABS 220-4N	220	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-	963-101
ABS 320-4N	320	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-	963-101
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.								
ABJ 80-4NM	82	0,1	1	10	0,2	± 0,3	965-201	963-101
ABJ 120-4NM	120	0,1	1	10	0,2	± 0,3	965-201	963-101
ABJ 220-4NM	220	0,1	1	10	0,2	± 0,3	965-201	963-101
ABJ 320-4NM	320	0,1	1	10	0,2	± 0,3	965-201	963-101