



33 Avenue du Général Eisenhower
69005 Lyon

Tél: 0 981 955 530 / Fax: 0 981 704 560 / Port: 06 13 97 08 59
info@instramed.fr / www.instramed.fr



Série de balances d'analyse à plages de pesée élevées, aussi avec approbation d'homologation [M]

Caractéristiques

- uniquement ALJ-A : **Programme d'ajustage interne** en cas de variations de température > 1,5 °C
- uniquement ALS-A : **Programme d'ajustage externe CAL** pour régler la précision de la balance, poids de contrôle contre prix supplémentaire, voir page 188 ff.
- **Clavier ergonomique optimisé** pour droitiers et gauchers
- **Grande chambre de protection en verre** avec 3 portes coulissantes pour un accès confortable à la pesée
- **Dimensions compactes** avantageuses pour gagner de la place

- **Détermination de pourcentage** : permet la pesée avec une valeur prédéterminée (100 %) et le relevé des écarts par rapport à cette valeur nominale

Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 17 mm
- Dimensions plateau, inox, Ø 80 mm
- Dimensions totales (paravent de protection inclus) LxPxH 210x340x330 mm
- Espace de pesée LxPxH 160x140x205 mm
- Poids net env. 5,7 kg
- Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Accessoires

- **Housse d'utilisation transparente**, lot de 5, ALJ-A01S05
- **Housse anti-poussière**, ABS-A08
- **Jeu de détermination de la densité** des matières liquides et solides avec une densité $\leq/\geq 1$, pour détails voir page 183, YDB-03
- **Ionisateur** pour la neutralisation des charges électrostatiques, voir page 183, YBI-01
- **Table de pesage** pour absorber les secousses et les oscillations qui pourraient fausser les résultats de mesure, voir page 183, YPS-03
- **Imprimantes** et autres accessoires complets adaptés à partir de la page 177

EN SÉRIE



OPTION

FACTORY



Modèle	Portée [Max] g	Lecture [d] mg	Échelon d'homolog. [e] mg	Charge min. [Min] mg	Linéarité mg		Options			
							Homologation		Cert. d'étalonn. DAKS	
							MD		DKD	
ALS 160-4A	160	0,1	-	-	± 0,3		-	-	963-101	
ALS 250-4A	250	0,1	-	-	± 0,3		-	-	963-101	
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.										
ALJ 160-4A	160	0,1	-	-	± 0,3		-	-	963-101	
ALJ 160-4AM	160	0,1	1	10	± 0,3		965-201	-	963-101	
ALJ 250-4A	250	0,1	-	-	± 0,3		-	-	963-101	
ALJ 250-4AM	250	0,1	1	10	± 0,3		965-201	-	963-101	
ALJ 310-4A	310	0,1	-	-	± 0,3		-	-	963-101	
ALJ 500-4A	510	0,1	-	-	± 0,4		-	-	963-101	

➔ Réduction de prix

➔ Nouveau modèle