



INSTRAMED

33 Avenue du Général Eisenhower
69005 Lyon

Tél: 0 981 955 530 / Fax: 0 981 704 560 / Port: 06 13 97 08 59
info@instramed.fr / www.instramed.fr

Balance industrielle auto-explicative pour charges lourdes, résolution de comptage jusqu'à 300.000 points

Caractéristiques

- **Clavier graphique auto-explicatif**, déroulement des étapes de travail immédiatement compréhensible, même sans mode d'emploi
 - pas besoin de formation pour l'opérateur = moins de coûts
 - idéale pour l'utilisateur non expérimenté
 - la visualisation du déroulement évite les erreurs de manipulation
- Les 4 étapes de travail sont exécutées de gauche à droite :
 - 1 Placez le récipient vide sur le plateau et tarez en appuyant sur la touche (TARE)
 - 2 Remplissez le récipient avec le nombre de pièces de référence à compter (p. ex. 5, 10 ou 20 pièces)
 - 3 Confirmez en pressant sur la touche le nombre de pièces de référence choisi (5, 10 ou 20)
 - 4 Remplissez le récipient avec la quantité de pièces à compter. Le nombre s'affiche directement sur l'écran

- **Comptage précis** : L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces

Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 18 mm
- Dimensions surface de pesée, inox
 - A LxP 228x228 mm
 - B LxP 308x318 mm
 - C LxP 450x350 mm
- Dimensions afficheur LxPxH 225x115x60 mm
- Température ambiante tolérée 10 °C/40 °C

Accessories

- **Housse d'utilisation transparente** sur l'afficheur, en série. Commande ultérieure possible, lot de 5, DE-A12S05

- **Support mural** pour montage mural de l'afficheur, DS-A02
- **Support pour le vissage de l'afficheur** à la plate-forme, commande ultérieure possible, DE-A11N
- **Colonne** pour placer l'afficheur verticalement, hauteur de la colonne env. 480 mm, commande ultérieure possible, DE-A10
- **Fonctionnement avec accu externe**, durée de service jusqu'à 30 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h, KS-A01
- **Fonctionnement avec accu interne**, durée de service jusqu'à 30 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h, KB-A01N
- **Kit de pesée sous la balance**, comprenant plate-forme, étrier, crochet, uniquement pour modèles avec plateau B, DS-A01
- Plus de détails, accessoires et imprimantes adaptées voir *Accessoires*

EN SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Plus petit poids à la pièce [comptage] g/pièce	Résolution de comptage Points	Poids net env. kg	Longueur de câble env. m	Plateau	Options	
								Cert. d'étalonnage DAKKS	DKD
CDS 4K0.02	4	0,02	0,02	200.000	6	1	A	963-127	
CDS 15K0.05	15	0,05	0,05	300.000	8	2	B	963-128	
CDS 16K0.1	16	0,1	0,1	160.000	8	2	B	963-128	
CDS 30K0.1	30	0,1	0,1	300.000	8	2	B	963-128	
CDS 30K0.1L	30	0,1	0,1	300.000	10	0,6	C	963-128	
CDS 36K0.2L	36	0,2	0,2	180.000	10	0,6	C	963-128	
CDS 60K0.2	60	0,2	0,2	300.000	10	0,6	C	963-129	