



33 Avenue du Général Eisenhower
69005 Lyon

Tél: 0 981 955 530 / Fax: 0 981 704 560 / Port: 06 13 97 08 59
info@instramed.fr / www.instramed.fr

Dessiccateur robuste pour les échantillons jusqu'à 160 g

EN SÉRIE



OPTION



	DLB 160-3A
Lecture [d]	0,001 g / 0,01 %
Portée [Max]	160 g
Reproductibilité pour une pesée 10 g	0,05 %
Affichage après dessiccation (Affichage basculant à tout moment)	
Humidité [%] = Teneur en humidité (M) du poids à l'état mouillé (W)	0 - 100 %
Teneur en matière sèche [%] = Poids à l'état sec (D) du (W)	100 - 0 %
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100%	0 - 999 %
Teneur en humidité [g] (M)	Valeur absolue en [g]
Plage de température	35 °C - 160 °C par intervalles de 1 °C
Modes de séchage	• Dessiccation standard • Séchage rapide, étape de préchauffage commutable
Critères de coupure	• Lorsque le temps réglé est écoulé 1 min - 99 min • Lorsque la perte de poids par unité de temps n'atteint pas la valeur de consigne (60 sec)
Interrogation de la valeur mesurée	• Édition continue (poids restant) • Après le séchage, manuellement ou automatiquement (uniquement en liaison avec l'imprimante KERN YKB-01N ou l'ordinateur)
Dimensions totales LxPxH	210x340x225 mm
Poids net	env. 4,2 kg
Option Cert. d'étalonnage DKD	963-127

Caractéristiques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 17 mm
- 1 Teneur actuelle en humidité en %
- 2 Unité de l'affichage des résultats, p.ex. % humidité
- 3 Processus actif de dessiccation
- **Lampe halogène en verre quartz** 400 W
- **Mémoire interne** pour le déroulement automatique de 5 processus complets de dessiccation
- La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle mesure
- **10 coupelles pour échantillons incluses**
- **Manuel pratique:** Pour chaque analyseur d'humidité, vous trouverez sur Internet un manuel pratique avec de nombreux exemples, des comptes-rendus d'expériences, des réglages et des conseils

Accessoires

- **Coupelles pour échantillons en aluminium**, Ø 92 mm. Emballage de 80 pièces, MLB-A01
- **Filtre rond en fibres de verre** pour les échantillons qui giclent et font des miettes. Emballage de 80 pièces, RH-A02
- **Jeu d'étalonnage de la température** constitué d'un capteur et d'un afficheur, DLB-A01
- **Housse de protection** en série, commande ultérieure possible, ALJ-A01
- **Imprimantes adaptées** voir page 138