



Le classique avec le système de mesure à diapason robuste

Caractéristiques

- 1 **EG-N: Calibrage interne** par bouton de réglage sur le côté. Garantit une haute précision et indépendamment du lieu d'utilisation
- 2 **EW-N: Programme d'ajustage externe CAL** pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe
- Indication de capacité** : Une bande lumineuse croissante indique la portée encore disponible
- Comptage précis** : L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- Protocole selon GLP/ISO**
- Détermination de pourcentage**
- Pesage avec plage de tolérance**

- Totalisation** des pièces de comptage
- Chambre de protection** en série pour les modèles avec plateau de dimensions A, espace de pesée LxPxH 158x130x78 mm

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 17 mm
- Dimensions surface de pesée, inox
 - A Ø 118 mm, grande illustration
 - B LxP 170x140 mm
 - C LxP 180x160 mm
- Dimensions totales LxPxH
 - A, B 182x235x75 mm (sans chambre protect.)
 - C 192x275x87 mm (sans chambre protect.)
- Poids net env. 1,4 kg
- Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C



Accessoires


- Housse d'utilisation transparente**, en série, commande ultérieure possible, lot de 5, pour les modèles avec plateau de dimensions
 - A, B EG-A05S05
 - C EG-A09S05
- Coupelle de tarage**, aluminium, avec bec verseur pratique, LxPxH 83x66x23 mm, AEJ-A05
- Fonctionnement avec accu interne**, durée de service jusqu'à 32 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, pour les modèles avec plateau de dimensions
 - A, B EG-A04
 - C EG-A06
- Grande chambre de protection en verre** avec 3 portes coulissantes pour un accès confortable à la pesée. Espace de pesée LxPxH 150x140x130 mm, pour les modèles avec plateau de dimensions A, EG-A03




33 Avenue du Général Eisenhower
69005 Lyon

Tél: 0 981 955 530 / Fax: 0 981 704 560 / Port: 06 13 97 08 59
info@instramed.fr / www.instramed.fr

EN SÉRIE



OPTION



FACTORY



Modèle	Portée [Max] g	Lecture [d] g	Échelon d'étalonnage [e] g	Charge minimale [Min] g	Linéarité g	Plateau	Options			
							Homologation		Cert. d'étalonnage	
							M		DKD	
EW 220-3NM	220	0,001	-	-	± 0,002	A	-		963-127	
EW 420-3NM	420	0,001	-	-	± 0,003	A	-		963-127	
EW 620-3NM	620	0,001	-	-	± 0,003	A	-		963-127	
EW 820-2NM	820	0,01	-	-	± 0,01	B	-		963-127	
EW 2200-2NM	2200	0,01	-	-	± 0,01	C	-		963-127	
EW 4200-2NM	4200	0,01	-	-	± 0,02	C	-		963-127	
EW 6200-2NM	6200	0,01	-	-	± 0,03	C	-		963-128	
EW 12000-1NM	12000	0,1	-	-	± 0,2	C	-		963-128	
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.										
EG 220-3NM	220	0,001	0,01	0,02	± 0,002	A	965-216	U	963-127	
EG 420-3NM	420	0,001	0,01	0,02	± 0,003	A	965-216	U	963-127	
EG 620-3NM	620	0,001	0,01	0,1	± 0,004	A	965-201	I	963-127	
EG 2200-2NM	2200	0,01	0,1	0,5	± 0,01	C	965-216	U	963-127	
EG 4200-2NM	4200	0,01	0,1	0,5	± 0,02	C	965-216	U	963-127	