



Balance de laboratoire d'entrée de gamme avec performance de pesée très élevée

Caractéristiques

- Utilisation aisée et pratique à 2 touches, bien adaptée à une utilisation en milieu scolaire
- Fonction d'addition de pesée simplifie les mélanges
- Construction particulièrement plate
- Prête à l'emploi : Piles incluses
- Chambre de protection ronde en série, uniquement pour les modèles avec plateau de dimensions A, espace de pesée ØxH 96x35 mm

- Crochet pour pesage de charges suspendues en série
- Édition Gnome anniversaire EMB 500-1GN, avec livret Gnome

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 15 mm
- Dimensions plateau Ø
 - A 82 mm B 105 mm
 - C 150 mm, grande illustration
- Matériel plateau
 - A Plastique, peinture antistatique
 - B, C Plastique

EN SÉRIE



OPTION



- Poids net env. 0,8 kg
- Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Accessoires

- 2 Chambre de protection ronde, plastique, uniquement pour les modèles avec plateau de dimensions A, EMB-A01
- 3 Plateau en inox, uniquement pour les modèles avec plateau de dimensions B, EMB-A02
- 4 Cadre de stockage pour stocker dans un petit espace les balances de précision de la série EMB, livraison 5 pièces, pour les modèles avec dimensions boîtier LxPxH
 - 170x240x39 mm : EMB-A07
 - 170x240x54 mm : EMB-A09
- Adaptateur secteur universel externe, avec entrée universelle et adaptateurs de ports d'entrée en option pour UE, GB, CH, USA, non inclus, commande ultérieure possible, YKA-03

Modèle	Portée [Max] g	Lecture [d] g	Repro- ductibilité g	Linéarité g	Dimensions boîtier LxPxH mm	Plateau	Option Cert. d'étalonnage DAkkS	
							DKD	
EMB 100-3	100	0,001	0,001	± 0,005	170x240x54	A	963-127	
EMB 200-3	200	0,001	0,001	± 0,005	170x240x54	A	963-127	
EMB 200-2	200	0,01	0,01	± 0,02	170x240x39	B	963-127	
EMB 600-2	600	0,01	0,01	± 0,03	170x240x39	B	963-127	
EMB 1000-2	1000	0,01	0,01	± 0,05	170x240x54	C	963-127	
EMB 2000-2	2000	0,01	0,01	± 0,05	170x240x54	C	963-127	
EMB 500-1	500	0,1	0,1	± 0,2	170x240x39	C	963-127	
EMB 500-1GN	500	0,1	0,1	± 0,2	170x240x39	C	963-127	
EMB 1200-1	1200	0,1	0,1	± 0,3	170x240x39	C	963-127	
EMB 3000-1	3000	0,1	0,1	± 0,3	170x240x39	C	963-127	
EMB 6000-1	6000	0,1	0,1	± 0,3	170x240x39	C	963-128	
EMB 2200-0	2200	1	1	± 2	170x240x39	C	963-127	
EMB 5.2K1	5200	1	1	± 3	170x240x39	C	963-128	
EMB 5.2K5	5200	5	5	± 10	170x240x39	C	963-128	