

Balance de précision KERN EMS



INSTRAMED

68bis Rue Feuillat
69003 Lyon

Tél: 0 981 955 530 / Fax: 0 981 704 560 / Port: 06 13 97 08 59
info@instramed.fr / www.instramed.fr

Modèle d'entrée de gamme à moindre coût avec un grand plateau de pesée

Caractéristiques

- Particulièrement adaptée au milieu scolaire, p.ex. en biologie, chimie, physique
- **Grand plateau de pesée en plastique antichoc**
- **Construction particulièrement plate**
- **Clavier optimisé au niveau ergonomique** à grandes touches et écran LCD contrasté
- **Stable et antidérapante** grâce à ses pieds en caoutchouc
- **Programme d'ajustage externe CAL**, poids de contrôle contre prix supplémentaire, voir page 143 ff.
- **Chambre de protection** en série, uniquement pour les modèles avec plateau de dimensions , espace de pesée LxPxH 145x145x65 mm

Caractéristiques techniques

- Écran LCD, hauteur de chiffres 15 mm
- Dimensions plateau (plastique)
 - Ø 105 mm
 - LxP 160x160 mm, grande illustration
- Dimensions boîtier LxPxH 200x280x63 mm
- Fonctionnement avec piles possible, pile 9 V Bloc en série, durée de service jusqu'à 40 h, fonction AUTO-OFF pour économiser le pile
- Bloc d'alimentation externe en série
- Poids net env. 1,4 kg
- Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Accessoires

- **Plateau en inox**, uniquement pour les modèles avec plateau de dimensions , KERN EMS-A01

EN SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] g	Lecture [d] g	Reproducti- bilité g	Linéarité g	Poids min. par pièce [Comptage] g/pièce	Plateau	Option Cert. d'étalonnage DKD	
							DKD KERN	
KERN								
EMS 300-3	300	0,001	0,002	± 0,005	0,002		963-127	
EMS 3000-2	3000	0,01	0,02	± 0,05	0,02		963-127	
EMS 6K0.1	6000	0,1	0,1	± 0,3	0,2		963-128	
EMS 12K0.1	12000	0,1	0,1	± 0,3	0,2		963-128	
EMS 6K1	6000	1	1	± 3	2		963-128	
EMS 12K1	12000	1	1	± 3	2		963-128	