



DYNAMEMBRE®

Appareil de mesure des forces de traction et poussée au niveau des membres et articulations (cervicales, lombaires, genoux...), enregistrement des données

Description :

- Boîtier compact et ergonomique pour utilisation simple
- Mesure en traction et compression en N, kg ou lb
- Précision à 0.2% de la capacité
- Vitesse d'acquisition à 2000 HZ
- Fonction Pic avec mesure Max/Min
- Affichage réversible avec identification automatique de la direction de lecture
- Protection contre les surcharges à 150% de la capacité
- Kit Statistiques : calcule la moyenne jusqu'à 10 valeurs (indication Min, Max, n : nombre de mesures)
- Fixation au dos par trou fileté pour utilisation avec barre de Traction-Compression (répétabilité du mouvement)
- Fonctionnement sur batteries (10h)
- Garantie 24 mois
- Livré en étui avec chargeur et crochet

Options :

- Logiciel de transfert des données vers Excel+ Cable RS-232 **INST-FH-SOFT : 245 € HT**
- Barre de Traction-Compression réglable en longueur avec assise **INST-FH-21 : 375 € HT**
- Chaîne de Traction **INST-COR : 25 € HT**
- Plat de compression rectangulaire concave (nuque, bras, jambes...) **INST-AC45 : 199 € HT**
- Plat de compression rectangulaire optimisé (poitrine, dos...) **INST-AC46 : 135 € HT**
- Barre de Traction-Compression mobile **INST-FK-BARRE 95 € HT**



Modèle	Capacité	Résolution	Prix € HT
INST-DYN	500 N	0.1 N	699 €