



PESE-PERSONNE MEDICAL PROFESSIONNEL

Pèse-Personne simple et pratique, plateforme XXL pour patients obèses!

Description :

- Homologuable en classe III selon 93/42/EEC
- Modèle robuste pour une utilisation quotidienne
- Construction à l'ergonomie optimale
- Afficheur à position variable (libre ou vissé au mur)
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Grande capacité jusqu'à 300 kg
- Grande Plateforme à revêtement antidérapant et résistante
- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- Fonction Data Hold automatique pour figer la valeur
- Affichage haute précision: la lecture peut être augmentée d'un cran pendant 5 sec sur une touche
- Pesée Dynamique pour personnes agitées
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Grand écran rétro-éclairé LCD (25 mm de hauteur)
- Garantie 2 ans

Option :

- INST-MBC-A08 : Accumulateur interne, durée de fonctionn



Modèle	Capacité	Résolution	Plateau de Pesée	Prix (HT)	Homologation
INST-MPC-250	250 kg	0.1 kg	365x370x80mm	300 €	53 €
INST-MPC-300	300 kg	0.1 kg	365x370x80mm	375 €	53 €
INST-MPC-300L	300 kg	0.1kg	400x500x120mm	520 €	53 €