



PESE-PERSONNE MEDICAL AVEC COLONNE ET TOISE

Pèse-Personne tout-en-un homologué à prix très attractif!

Description :

- Homologuable en classe III selon 93/42/EEC
- Affichage double à l'arrière de la balance
- Toise télescopique intégrée au pied, portée 88-200 cm (uniquement INST-MPE-H)
- Modèle robuste pour une utilisation quotidienne
- Construction à l'ergonomie optimale
- Stable et antidérapante (pieds en caoutchouc réglables en hauteur)
- Grande capacité jusqu'à 250 kg
- Grande Plateforme à revêtement antidérapant et résistante Dimensions LxPxH 365x360x80 mm
- Fonction Mère-Enfant (Pesée de la mère et de son bébé)
- Fonction Data Hold automatique pour figer la valeur et avoir le temps de s'occuper de la personne
- Affichage haute précision: la lecture peut être augmentée d'un cran pendant 5 sec sur une touche
- Pesée Dynamique pour personnes agitées
- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Grand écran rétro-éclairé LCD (25 mm de hauteur de chiffres)
- 2 roulettes pour un transport aisé de la balance
- Garantie 2 ans, livré avec pastille verte et carnet de vérification

Option :

- **INST-MBC-A03** : Accumulateur interne, durée de fonctionnement 40h **PRIX : 55 € HT**



Modèle	Capacité	Résolution	Prix HT
INST-MPE-P	250kg	0.1 kg	485 €
INST-MPE-H	250 kg	0.1 kg	515 €