

PESE-PERSONNE MEDICAL AVEC COLONNE

Pèse-Personne compact et ergonomique avec colonne en option

Description :

- Homologuable en classe III selon 93/42/EEC
- Modèle robuste pour une utilisation quotidienne
- Construction à l'ergonomie optimale
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Grande capacité jusqu'à 200 kg
- Grande Plateforme à revêtement antidérapant et résistante Dimensions LxPxH 275x295x58 mm
- Fonction PRE-TARE pour 5 valeurs de poids
- Fonction Data Hold automatique pour figer la valeur et avoir le temps de s'occuper de la personne
- Pesée Dynamique pour personnes agitées
- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Grand écran rétro-éclairé LCD (25 mm de hauteur de chiffres)
- Fonctionnement possible sur piles ou sur secteur
- Garantie 2 ans

Option :

- INST-FOB-A08 : Accumulateur interne, durée de fonctionnement 50h **55 € HT**
- INST-MPS-A07 : Mallette de transport solide pour le transport et le rangement **105 € HT**
- INST-MSF-200 : Toise mécanique, 60 - 200 cm (uniquement INST-MPS-PM) **95 € HT**



Modèle	Capacité	Résolution	Prix	Homologation
INST-MPS-M	200kg	0.1 kg	390 €	60 €
INST-MPS-PM	200 kg	0.1 kg	470 €	60 €