

KERN PCB 1000-2-Rez



Transformez votre balance de laboratoire en balance de composition haut de gamme pour l'industrie pharmaceutique, chimique et alimentaire



Software EasyTouch

SET-21
Formulation

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Lot de balance et logiciels
Groupe de produit	Balance de composition
Famille de produits	PCB-Rez

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	1,2 kg
Lecture [d]	10 mg
Reproductibilité	10 mg
Linéarité	± 30 mg
USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%)	20 g
Résolution	120.000
Poids de réglage recommandé	200 g (F1); 1 kg (F1)
Points d'ajustage possibles	300 g; 600 g; 1,2 kg
Temps de stabilisation	3 s
Temps de préchauffage	120 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	40 mg
Fluage maximal (15 minutes)	100 mg
Fluage maximal (30 minutes)	200 mg

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	163×245×65 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	130×130 mm
Dimensions surface de pesée	130×130 mm
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓

Fonctions

Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	60.000
Possibilité de saisir le poids de comptage de référence	✓
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)	20 mg

Poids minimale par pièce au comptage (normal)	200 mg
---	--------

Interface

compatible avec EasyTouch	✓
---------------------------	---

Alimentation en énergie

Pile temps de chargement	20 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	24 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	48 h
Batterie temps de chargement	8 h

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-127
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	235×365×175 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,2 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	3 kg


KERN PCB 1000-2-Rez



Transformez votre balance de laboratoire en balance de composition haut de gamme pour l'industrie pharmaceutique, chimique et alimentaire

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

