

PHMETRE/THERMOMETRE COMPACT ET ETANCHE

Appareil compact de mesure combinée du pH et de la température

Description :

- Boîtier monobloc ultra-compact à étanchéité renforcée (IP65)
- Electrode fixe de 12 cm de long et 12 mm de diamètre
- Différents modèles d'électrodes en fonction de l'application :
 - Électrode spéciale en verre pour milieux agressifs **INST-PHCHECK-G**
 - Électrode spéciale fromage, viande, semi-solides et solides **INST-PHCHECK-S**
 - Électrode spéciale pour mesure de surface et échantillons de faibles quantités **INST-PHCHECK-F**
- Une touche pour l'autocalibration
- Ecran LCD élargi
- Lecture immédiate et digitale du résultat de mesure
- Fonction HOLD pour figer la mesure
- Etalonnage simple à réaliser au clavier (1 à 3 points)
- Alimentation 2 piles CR2032
- Dimensions 225x35x20mm



INST-PHCHECK



INST-PHCHECK-G



INST-PHCHECK-S



INST-PHCHECK-F

Modèle	Gamme	Résolution pH	Précision	Prix € HT
INST-PHCHECK	pH : 0 à 14	0.01	+/- 0.1	45
	T°C : 0 à 60	0.5	+/- 1	
INST-PHCHECK-G	pH : 0 à 14	0.01	+/- 0.1	94
	T°C : 0 à 60	0.5	+/- 1	
INST-PHCHECK-S	pH : 2 à 12	0.01	+/- 0.1	153
	T°C : 0 à 60	0.5	+/- 1	
INST-PHCHECK-F	pH : 2 à 12	0.01	+/- 0.1	118
	T°C : 0 à 60	0.5	+/- 1	