



BALANCE DE POCHE HAUTE PRECISION

Design Ultraplat, grand plateau Inox et coupelle de tarage

Description :

- Compacte et ultraplate
- Grand Plateau Inox 81 mm Ø
- Haute résolution
- Temps de stabilisation très court
- Couvercle de protection contre la poussière et pour protéger les touches plastiques résistantes
- Couvercle pouvant servir de coupelle de tarage
- Grand écran rétro-éclairé (12 mm hauteur de chiffres)
- Différentes unités (g, ct, gn, oz, ozt, dwt)
- Fonction TARE
- Calibration automatique avec poids de 100g
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Livrée avec 2 piles CR2032
- Dimensions totales 100 x 130 x 18 mm
- Garantie 1 an



Modèle	Capacité	Résolution	Dimensions Plateau (Ø)	Prix (HT)
INST-TGC-150	150 g	0.01 g	81 mm Ø	20 €