

Plateforme de Pesée Médicale avec barre de retenue repliable

Idéal pour les structures EHPAD, cette plate forme permettra à l'équipe soignante de peser tous les patients de la résidence. Sa main courante repliable apportera aux patients les plus fragiles une aide précieuse mais également une simplicité pour le déplacement et son rangement.

Description :

- Homologué en classe III
- Approbation médicale selon 93/42/EEC
- Grand plateau aluminium à surface antidérapante et résistante à l'usure
- Barre de retenue repliable pour les patients ayant du mal à se tenir debout
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Plateforme surbaissée et 2 rampes d'accès intégrées des deux côtés pour un accès facilité
- Pesée Dynamique pour personnes agitées
- Jeu de roulettes arrières pour un transport et rangement facile
- Fonction TARE manuel ou automatique
- Fonction REWEIGH pour repeser le patient sans manipulation
- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- Fonctionnement possible sur batterie et sur secteur
- Grand afficheur LCD rétroéclairé
- Garantie 2 ans
- Livrée avec homologation et carnet de vérification



Modèle	Capacité	Résolution	Dimensions Plateau (L x l)	Prix
MWP-300	300 kg	0.1 kg	1250x750 mm	2170 €