



Plateforme de Pesée Médicale pour fauteuils roulants avec barres de retenues

2 Modèles très résistants et facile à déplacer pour peser les résidents en maison de retraite ou patients en USLD sans manipulations ni transferts. Plateformes très larges acceptant toutes tailles de fauteuils (fauteuils coquille ...)

Description :

- Homologué en classe III selon 93/42/EEC
- 2 en 1 : barres de retenue (option) facilement montables pour peser aussi bien les personnes en fauteuil que debout
- Grand plateau en acier à surface antidérapante et résistante à l'usure
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Plateforme surbaissée et rampes d'accès intégrées des deux côtés pour un accès facilité
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Pesée Dynamique pour personnes agitées
- Roulettes et poignée pour un transport facile
- Fonction PRE-TARE pour 5 valeurs de poids
- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- Fonctionnement possible sur pile et sur secteur
- Garantie 3 ans
- Option :
 - Homologation avec carnet de vérification
 - Batterie (durée de service jusqu'à 45 h) INST-FOB-A08 40 € HT



Modèle	Capacité	Résolution	Dimensions Plateau (L x l x H)	Prix	Homologation
INST-MWS-300	300 kg	0.1 kg	900x740x60 mm	1190 €	51 €
INST-MWS-400	400 kg	0.1 kg	1000x1000x40 mm	1390 €	89 €