



INSTRAMED

33 Avenue du Général Eisenhower
69005 Lyon

Balance de précision de laboratoire et robuste pour objets lourds, avec approbation d'homologation [M]

Tél: 0 981 955 530 / Fax: 0 981 704 560 / Port: 06 13 97 08 59
info@instramed.fr / www.instramed.fr

Caractéristiques

- **2** PEJ: **Programme d'ajustage interne**, garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendant du lieu d'utilisation
- **3** PES: **Programme d'ajustage externe CAL** pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe
- **Boîtier métal** : solide et robuste
- **Pesage avec plage de tolérance (check-weighing)** : Entrée de deux valeurs limites supérieures et deux valeurs limites inférieures au moyen de quatre touches flèche. Un signal acoustique et optique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
- **1** **Chambre de protection** en série pour les modèles avec [d] = 0,001 g, espace de pesée L×P×H 170×150×100 mm

- **Pesage sous la balance** : support de charge possible au moyen d'un crochet au dessous de la balance, crochet non pas inclus

Caractéristiques techniques

- Affichage fluorescent très lumineux, contraste élevé, hauteur de chiffres 14 mm
- Dimensions surface de pesée, inox
 - A** L×P 140×120 mm
 - B** L×P 200×200 mm, grande illustration
 - C** L×P 250×220 mm
- Dimensions totales L×P×H
 - A** 220×330×90 mm (sans chambre de prot.)
 - B** 220×339×80 mm (sans chambre de prot.)
 - C** 260×330×113 mm (sans chambre de prot.)
- Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C

Accessoires

- **Housse d'utilisation transparente**, en série, commande ultérieure possible, lot de 5, PES-A04S05
- **PES: Fonctionnement avec accu interne**, durée de service jusqu'à 32 h, sans rétroéclairage, temps de chargement env. 15 h, PES-A01
- **Sortie relais** avec 5 sorties pour peser dans 3 plages de tolérance, ne peut pas être équipé ultérieurement, PES-A02
- **Adaptateur RS-232/Ethernet** pour la connexion à un réseau Ethernet sur IP, YKI-01
- Plus de détails, accessoires et imprimantes adaptées voir *Accessoires*


EN SÉRIE



OPTION



FACTORY



Modèle	Portée [Max] g	Lecture [d] g	Échelon d'étalonnage [e] g	Charge minimale [Min] g	Linéarité g	Plateau	Options			
							Homologation		Cert. d'étalonnage	
							M		DKD	
PES 620-3M	620	0,001	-	-	± 0,003	A	-		963-127	
PES 2200-2M	2200	0,01	-	-	± 0,02	B	-		963-127	
PES 4200-2M	4200	0,01	-	-	± 0,02	B	-		963-127	
PES 6200-2M	6200	0,01	-	-	± 0,03	B	-		963-128	
PES 15000-1M	15000	0,1	-	-	± 0,2	B	-		963-128	
PES 31000-1M	31000	0,1	-	-	± 0,4	C	-		963-128	
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.										
PEJ 620-3M	620	0,001	0,01	0,1	± 0,003	A	965-201	U	963-127	
PEJ 2200-2M	2200	0,01	0,1	0,5	± 0,02	B	965-216	U	963-127	
PEJ 4200-2M	4200	0,01	0,1	0,5	± 0,02	B	965-216	U	963-127	