



## La nouvelle norme en laboratoire avec le système de mesure robuste à diapason

### Caractéristiques

- **uniquement PNJ : Programme d'ajustage interne**, garantit une haute précision et indépendamment du lieu d'utilisation. Parfaite pour les applications mobiles avec homologation obligatoire, comme le rachat ambulancier d'or ou des bijoux
- **uniquement PNS : Programme d'ajustage externe CAL** pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe
- **Système de mesure de qualité supérieure à diapason** pour des valeurs de mesure stables et une pesée durable
- **Indication de capacité** : Une bande lumineuse croissante indique la portée encore disponible
- **Comptage précis** : L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- **Totalisation** des pièces de comptage
- **Dimensions compactes** avantageuses pour gagner de la place

- Grande plateau en inox, amovible
- **Grande chambre de protection en verre** avec 3 portes coulissantes pour un accès confortable à la pesée, pour les modèles avec plateau de dimensions **A**, espace de pesée LxPxH 172x171x160 mm

### Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 16,5 mm
- Dimensions plateau, inox
  - A** Ø 140 mm
  - B** LxP 190x190 mm, grande illustration
- Dimensions totales LxPxH sur les modèles avec plateau de dimensions
  - A** 202x293x266 mm
  - B** 196x293x89 mm
- Poids net sur les modèles avec plateau de dimensions
  - A** Poids net env. 4,2 kg
  - B** Poids net env. 3,5 kg
- Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

### Accessoires

- **Housse d'utilisation transparente** sur le clavier et le boîtier. En série, commande ultérieure possible, lot de 5, PNJ-A01S05
- **Coupe-paille de tarage**, aluminium, avec bec verseur pratique, LxPxH 83x66x23 mm, AEJ-A05
- **Adaptateur RS-232/Ethernet** pour la connexion à un réseau Ethernet sur IP, pour détails voir page 180, YKI-01
- **Adaptateur RS-232/Bluetooth** pour connexion à des appareils Bluetooth tels qu'une imprimante Bluetooth, une tablette, un ordinateur portable, un smartphone, etc., pour détails voir page 180, YKI-02
- **Adaptateur RS-232/WiFi** pour la connexion sans fil aux réseaux et à des appareils compatibles WLAN tels que les tablettes, les ordinateurs portables et les smartphones, pour détails voir page 180, YKI-03
- **Poids de contrôle adaptés**, à choix avec certificat d'étalonnage à partir de la page 188
- **Imprimantes** et autres accessoires complets adaptés à partir de la page 177

#### EN SÉRIE



#### OPTION



#### FACTORY



| Modèle                                                                                                                                                                                                                                       | Portée<br>[Max]<br>g | Lecture<br>[d]<br>g | Échelon<br>d'homolog.<br>[e]<br>g | Mindestlast<br>[Min]<br>g | Linearität<br>g | Plateau | Options      |   |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------|--------------|---|--------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |                                   |                           |                 |         | Homologation |   | Cert. d'étalonnage |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |                                   |                           |                 |         | M            |   | DKD                |  |
| PNS 600-3                                                                                                                                                                                                                                    | 620                  | 0,001               | -                                 | -                         | ± 0,004         | A       | -            | - | 963-127            |  |
| PNS 3000-2                                                                                                                                                                                                                                   | 3200                 | 0,01                | -                                 | -                         | ± 0,02          | B       | -            | - | 963-127            |  |
| PNS 12000-1                                                                                                                                                                                                                                  | 12000                | 0,1                 | -                                 | -                         | ± 0,2           | B       | -            | - | 963-128            |  |
| Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible.<br>Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation. |                      |                     |                                   |                           |                 |         |              |   |                    |  |
| PNJ 600-3M                                                                                                                                                                                                                                   | 620                  | 0,001               | 0,01                              | 0,1                       | ± 0,004         | A       | 965-201      | U | 963-127            |  |
| PNJ 3000-2M                                                                                                                                                                                                                                  | 3200                 | 0,01                | 0,1                               | 0,5                       | ± 0,02          | B       | 965-216      | U | 963-127            |  |
| PNJ 12000-1M                                                                                                                                                                                                                                 | 12000                | 0,1                 | 1                                 | 5                         | ± 0,2           | B       | 965-217      | U | 963-128            |  |